



LINEA

orione®

Articolo

3344



Categoria commerciale

FASCE POST-OPERATORIE

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

COTONE	80%
POLIESTERE	12%
ELASTAN	8%
	100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

S	65-74	L	85-94	XXL	105-114
M	75-84	XL	95-104	XXXL	115-134

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

Aprire completamente la fascia, posizionarla all'altezza della vita, richiudere la fascia su se stessa tramite la chiusura velcra.

In campo medico-chirurgico, alle necessità di coloro che hanno subito interventi chirurgici e devono indossare fasce contenitive a tensione differenziata, regolabili ed anatomiche. Sono raccomandate anche come cinture post-parto.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.

Caratteristiche

Altezza cm 27  
Interno spugna in puro cotone

