

Articolo

5240



Categoria commerciale

IMMOBILIZZATORE GINOCCHIO 0°

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

POLIESTERE

COTONE

NYLON

SCHIUMA



Taglie di vendita

ALTEZZA HEIGHT	CONSIGLIATO RECOMMENDED	ALTEZZA ART. HEIGHT ITEM	TAGLIA SIZE	COLORE COLOR
< 1,40 mt	ART. 5240	cm 40	UNICA / ONE SIZE	

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.	Lavare a mano.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Rimuovere tutte le stecche dalle tasche. Lavare a mano in acqua tiepida e sapone neutro. Risciacquare abbondantemente. Lasciare asciugare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Non indossare se non perfettamente asciutto.

Astuccio



Modalità di applicazione

Il primo indossamento deve essere effettuato da medico e/o tecnico specialistico. 1) aprire e sfilare tutti i cinturini richiudendoli provvisoriamente su se stessi. 2) Regolare i 2 pannelli laterali in modo che le stecche siano centrate sulla linea mediana della gamba. Se necessario occorre modellare le stecche seguendo il profilo anatomico della gamba. 3) Applicare l'immobilizzatore centrando il foro sulla rotula. 4) Chiudere i cinturini in sequenza alternata coscia/polpaccio partendo dall'alto, proseguire verso il basso e per ultimo concludere con quelli laterali. Per le applicazioni successive: 1) Aprire e sfilare i cinturini richiudendoli su se stessi. 2) Applicare l'immobilizzatore centrando il foro sulla rotula. 3) Chiudere e fissare i cinturini in sequenza alternata coscia/polpaccio partendo da quelli più vicini alla rotula .

Indicazioni

Gli immobilizzatori di ginocchio sono utili in caso di immobilizzazione dovuta a distorsioni, frattura di rotula composta e comunque dove è richiesta un'immobilizzazione del ginocchio nel post-operatorio. Sono inoltre indicati in situazioni di pronto soccorso ed emergenze.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso.