

Articolo

120



Categoria commerciale

PLANTARI ANATOMICI "Comfort"

Colore di vendita

BEIGE

Comp. Tessile

PELLE AGNELLO
LATEX
GOMMA



Taglie di vendita

MISURA DONNA	1°	36	3°	38	5°	40
	2°	37	4°	39	6°	41
MISURA UOMO	1°	41	3°	43	5°	45
	2°	42	4°	44	6°	46

Istruzioni lavaggio

Lavare con panno umido e sapone neutro
Evitare immersione diretta nell'acqua
Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

Il plantare deve essere posizionato all'interno della calzatura

« Offrono migliore appoggio al piede
« Indicati per chi sta molte ore in piedi o nelle attività sportive
« Aiutano a ridurre il dolore nelle plantalgie e metatarsalgie «
Migliorano la circolazione sanguinea

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.
Verificare che la misura scelta sia quella corretta.
Il dispositivo non è sterile.
Non posizionare a contatto della pelle lesa.

Caratteristiche

Plantare anatomico con retropiede rigido e supporto della volta longitudinale e mediale. Scarico calcaneale.
Avanpiede sottile per occupare il minimo spazio nella calzatura