

Articolo

251



Categoria commerciale

EPICONDILITE

Colore di vendita

ARANCIO-NERO

Comp. Tessile

VELOUR 75%  
POLIESTERE 25%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE

TAGLIA UNICA  
ONE SIZE

AMBIDESTRO  
AMBIDEXTER

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Non stirare.



Non lavare a secco.

Istruzioni lavaggio

Astuccio

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze



Aprire il laccetto, indossare come un bracciale facendolo scorrere lungo il braccio. Posizionare il cuscinetto in gel nel punto desiderato, richiudere il laccetto.



Cuscinetto posizionabile in gel.

» Particolarmente indicati per epicondilite  
» Gomito del tennista

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.