

Articolo

**106**


Categoria commerciale

**PLANTARE SOTTILE**
Colore di vendita

TRASPARENTE

Comp. Tessile

SILICONE 100%

Fodera:

POLIESTERE


Taglie di vendita

<b>0°</b>	35-36	<b>2°</b>	39-40	<b>4°</b>	43-44
<b>1°</b>	37-38	<b>3°</b>	41-42	<b>5°</b>	45-46

Istruzioni lavaggio

Lavare in acqua tiepida  
 Non strizzare  
 Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori
Modalità di applicazione
Indicazioni
Avvertenze

« Prevengono traumi e dolori  
 « Aiutano ad alleviare dolori plantari, formazione di duroni e callosità.  
 « La confezione contiene 2 pz  
 « Distribuiscono la pressione del piede durante la camminata ed in posizione eretta.

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.  
 Verificare che la misura scelta sia quella corretta.  
 Il dispositivo non è sterile.  
 Non posizionare a contatto della pelle lesa. Il plantare deve essere utilizzato all'interno della calzatura

Caratteristiche

Plantare sottile in silicone rivestito in tessuto forato.  
 Goccia metatarsale.  
 Sostegno volta longitudinale