

Articolo

150



Categoria commerciale

SCARPA POST OPERATORIA di BARUK

Colore di vendita

BLU

Comp. Tessile

SOLETTA EST.: EVA + Gomma

SOLETTA INT.: Poliuretano -

Poliestere - Cartone

TESSUTO: Poliestere - Nabouk



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE

XS	35/36	M	39/40	XL	43/44	XXXL	47/48
S	37/38	L	41/42	XXL	45/46		

COLORE / COLOUR

1 PEZZO
1 PIECE



Istruzioni lavaggio

Pulire con un panno umido e sapone neutro.
Evitare l'immersione diretta in acqua.
lontano da fonti di calore.

Evitare
Asciugare

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

Indossare come una normale calzatura

«Indicata nel post-operatorio.
«Post trauma e nei periodi di cicatrizzazione.
«Confezione contiene **1 pz** «Scarpa
AMBIDESTRA

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.
Verificare che le misure e lo spessore scelto siano quelli corretti.
Il dispositivo non è sterile.
Non posizionare a contatto della pelle lesa.

Caratteristiche

Scarpa post operatoria di Baruk con suola angolata per scarico peso sull'avampiede.
Chiusura/apertura regolabili. Calzata ampia per contenere piedi fasciati.