

Articolo

354



Categoria commerciale

CINTO ERNIARIO BILATERALE

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

COTONE	45%
POLIESTERE	27%
VISCOSE	16%
ELASTAN	12%
	100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

5°	85	7°	95	9°	105	11°	115
6°	90	8°	100	10°	110	12°	120



Lavaggio

Lavare con acqua tiepida e sapone neutro.	Non candeggiare	Non stirare	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio + accessori	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo.	» Contenzione di ernie inguinali	Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.