

Articolo

123



Categoria commerciale

PLANTARI 3 / 4 "Comfort"

Colore di vendita

BEIGE

Comp. Tessile

PELLE AGNELLO

LATEX

SCHIUMA

POLIPROPILENE



Taglie di vendita

1°	36	3°	38	5°	40	7°	42	9°	44	11°	46
2°	37	4°	39	6°	41	8°	43	10°	45		
UNISEX											

Istruzioni lavaggio

Lavare con panno umido e sapone neutro
Evitare immersione diretta nell'acqua
Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

Il plantare deve essere posizionato all'interno della calzatura

« Offrono migliore appoggio al piede
« Indicati per chi sta molte ore in piedi o nelle attività sportive
« Aiutano a ridurre il dolore nelle plantalgie e metatarsalgie «
Migliorano la circolazione sanguinea

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.
Verificare che la misura scelta sia quella corretta.
Il dispositivo non è sterile.
Non posizionare a contatto della pelle lesa.

Caratteristiche

Plantare 3/ 4 con supporto rigido della volta longitudinale e soffice della volta mediale.
Scarico calcaneale.
Sottile per occupare il minimo spazio nella calzatura