

Articolo

101



Categoria commerciale

TALLONETTA CON BORDO EXTRA FINE e SCARICO CENTRALE

Colore di vendita

TRASPARENTE

Comp. Tessile

SILICONE 100%



Taglie di vendita

TAGLIE /SIZE

1° 35-38 2° 39-42 3° 43-46

1 PAIO - ONE PAIR

Istruzioni lavaggio

Lavare in acqua tiepida
Non strizzare
Asciugare lontano da fonti di calore

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

« Prevengono traumi e dolori
« Aiutano a ridurre il dolore quando già presente.
« La confezione contiene 2 pz

Per un corretto utilizzo consultare personale medico e/o tecnico specialistico.
Verificare che la misura scelta sia quella corretta.
Il dispositivo non è sterile.
Non posizionare a contatto della pelle lesa. La tallonetta deve essere utilizzata all'interno della calzatura

Caratteristiche

Tallonetta piatta con bordo extra fine e scarico centrale.
Distribuisce la pressione del piede durante la camminata ed in posizione eretta.
Densità differenziata (Blu + morbida)